



STERRAD VELOCITY™

SYSTÈME D'INDICATEURS BILOGIQUES



UNE ASSURANCE EN 15 MINUTES*



LA TECHNOLOGIE IB INTELLIGENTE EST ENTIÈREMENT
INTÉGRÉE À TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DE DERNIÈRE
GÉNÉRATION DES STÉRILISATEURS DES SYSTÈMES STERRAD™

* période de 15 ou 30 minutes pour l'obtention d'un résultat en fonction de la version du logiciel installée sur le lecteur STERRAD VELOCITY™.
15 minutes avec la version SW 1139260410 ou supérieure, 30 minutes avec la version SW 1139260317 ou inférieure.
L'installation de la mise à niveau logicielle dans la région EMEA se fera par phases. Veuillez contacter votre représentant local pour en savoir plus.

Libérer dès que c'est prêt

La rapidité du système d'indicateurs biologiques (BI) STERRAD VELOCITY™ répond aux exigences des blocs opératoires (OR) de rotation rapide en fournissant des résultats en tout juste en 15 minutes.

La connexion aux systèmes STERRAD™, aux systèmes de suivi des instruments (ITS) et aux réseaux hospitaliers via ASP ACCESS™ permet d'améliorer la conformité.*

STERRAD VELOCITY™ est la plate-forme idéale pour le Service de stérilisation central des services stériles (CSSD).

→ VITESSE, PRODUCTIVITÉ ET TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

- L'obtention des résultats en 15 minutes permet aux établissements de santé de réduire le risque de libération des instruments avant la confirmation des BI
- Conçu et validé par ASP pour fonctionner de manière optimale avec tous les stérilisateurs des systèmes STERRAD™
- L'interface intuitive de l'écran tactile permet une utilisation facile du lecteur STERRAD VELOCITY™





Rotation rapide des instruments

→ DES RÉSULTATS EN 15 MINUTES QUI PEUVENT VOUS AIDER À AMÉLIORER LA CONFORMITÉ

Avec STERRAD VELOCITY™, vous pouvez :

- Libérer rapidement des instruments en toute confiance en seulement 15 minutes
- Réduire le temps d'attente des instruments et répondre aux exigences de planification des blocs opératoires


Caractéristiques du système d'indicateurs biologiques STERRAD VELOCITY™ :

- Tenue automatisée des registres pour l'obtention de registres BI cohérents et complets
- Technologie d'auto-diagnostic pour garantir un temps de disponibilité maximum



STERRAD VELOCITY™
SYSTÈME D'INDICATEURS BIOLOGIQUES

Le système BI intelligent



L'INDICATEUR CHIMIQUE INTÉGRÉ PERMET UNE IDENTIFICATION RAPIDE DES BI TRAITÉS ET NON TRAITÉS




LES DONNÉES DE CODE-BARRES FIGURANT SUR LE BI ENREGISTRENT ÉLECTRONIQUEMENT LE NUMÉRO DE SÉRIE, LE NUMÉRO DE LOT ET LA DATE D'EXPIRATION



UNE SIMPLE PRESSION SUR LE CAPUCHON ACTIVE LE BI

Le disque à spores contient des *Geobacillus Stearothermophilus*



STERRAD VELOCITY™
SYSTÈME D'INDICATEURS BIOLOGIQUES



Une lecture fiable



UTILISE UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE DE MESURE OPTIQUE

- Utilise la technologie à fluorescence optique pour détecter l'activité biologique
- Élimine la subjectivité de l'interprétation visuelle des résultats

ASPTM

STERRAD VELOCITYTM
SYSTÈME D'INDICATEURS BIOLOGIQUES





Connecté et protégé

→ GRÂCE À LA TECHNOLOGIE ASP ACCESS™, LES RÉSULTATS DES REGISTRES DE BI ET DES CYCLES DES SYSTÈMES STERRAD™ SONT AUTOMATIQUEMENT RAPPROCHÉS.

- Les données peuvent être stockées et transférées pour une meilleure conformité*
- Communique avec l'ITS et les réseaux hospitaliers
- Minimise la nécessité de tenir des registres manuels
- Les BI positifs peuvent être localisés dans le stérilisateur STERRAD™ et les instruments traités correspondants


ITS
SYSTÈMES DE
SUIVI DES
INSTRUMENTS

RÉSEAU
HOSPITALIER




* Le système d'indicateurs biologiques STERRAD VELOCITY™ présente des caractéristiques susceptibles d'améliorer la conformité, notamment avec des rappels de BI conformes à la politique hospitalière, ainsi qu'une amélioration de la tenue et du traitement des registres.

STERRAD VELOCITY™
SYSTÈME D'INDICATEURS BIOLOGIQUES



Conçu pour être facile à utiliser



→ DESIGN ERGONOMIQUE ET INTUITIF POUR MAXIMISER LA PRODUCTIVITÉ

- Les instructions à l'écran étape par étape permettent un fonctionnement correct, ce qui réduit l'incidence des erreurs de l'utilisateur
- Des temporisateurs de compte à rebours simples et faciles à lire pour chaque puits et des affichages proéminents des résultats BI
- Le scanner intégré et l'interface de l'écran tactile facilitent la saisie sans problème du BI, du stérilisateur et des informations relatives à la charge†
- Des alertes sonores et visuelles permettent d'avertir rapidement le personnel en cas de BI positif

ASP™

STERRAD VELOCITY™
SYSTÈME D'INDICATEURS BIOLOGIQUES

† L'intégration automatisée de l'information nécessite une connexion à la technologie ASP ACCESS™.

STERRAD VELOCITY™

SYSTÈME D'INDICATEURS BIOLOGIQUES



UNE ASSURANCE EN 15 MINUTES*





asp.com

ASP Advanced Sterilization Products

ASP France SAS
3-5 rue Saint George - Tmf Pôle, 75009 Paris.
© ASP 2021. Tous les droits sont réservés.



 ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, INC.
33 Technology Drive, Irvine CA 92618, USA

 ASP, The Netherlands BV
BIC 1, 5657 BX Eindhoven, The Netherlands

Veuillez lire et suivre les instructions d'utilisation (IFU) avant d'utiliser le système pour prendre connaissance des informations importantes, y compris des contre-indications, des avertissements et des instructions appropriées.

Les noms de produits en majuscules sont des marques déposées d'ASP Global Manufacturing, GmbH.

AD-170021-02-CT_C-MDR