

STERRAD™ 100NX

UNE STÉRILISATION PLUS RAPIDE POUR VOS INSTRUMENTS LES PLUS DÉLICATS

PRÉSENTATION DU CYCLE EXPRESS DE 24 MINUTES POUR VOTRE SYSTÈME STERRAD™ 100NX. Le cycle EXPRESS de 24 minutes permet une rotation rapide de vos instruments les plus délicats, notamment les endoscopes 3-D da Vinci®,* les endoscopes rigides, les batteries rechargeables et bien d'autres appareils.†

Image fournie par Intuitive Surgical, Inc.



→ RAPIDITÉ

Le nouveau cycle EXPRESS fournit des instruments parfaitement stériles et emballés en seulement 24 minutes.

→ PRODUCTIVITÉ

Le cycle EXPRESS vous permet de minimiser vos stocks d'appareils, étant donné que vous pouvez récupérer les instruments essentiels beaucoup plus rapidement.

→ SÉCURITÉ

Les particules restantes à la fin du processus de stérilisation sont simplement de la vapeur d'eau et de l'oxygène.

Les endoscopes 3-D da Vinci® sont validés pour une utilisation dans le cycle EXPRESS* du système STERRAD™ 100NX.

* Les endoscopes 3-D da Vinci® ne sont pas validés pour une utilisation dans les cycles STANDARD et FLEX du système STERRAD™ 100NX.

† Veuillez vous référer au Guide de stérilisation STERRAD™ pour des informations détaillées sur les dispositifs validés pour le STERRAD™ 100NX.

ASP

STERRAD™ 100NX

➔ OPTIONS AVANCÉES DANS LA STÉRILISATION À BASSE TEMPÉRATURE

Le système STERRAD™ 100NX s'améliore encore avec l'ajout du cycle EXPRESS 24 minutes pour la stérilisation de surface. Le cycle EXPRESS rejoint le cycle FLEX de 42 minutes et le cycle STANDARD de 47 minutes pour offrir trois options de stérilisation en un seul système et vous aider ainsi à répondre à vos demandes croissantes et diverses de traitement chirurgical.

➔ APERÇU DU CYCLE EXPRESS

DURÉE DU CYCLE	24 minutes
CHARGE MAXIMALE	Une étagère (4,85 kg)
CASSETTE	Cassette du système STERRAD™ 100NX
DONNÉES DE COMMANDE	Référence du produit 10134
DISPONIBILITÉ	Disponible pour toutes les installations existantes et neuves du système STERRAD™ 100NX

➔ QUE PEUT-ON TRAITER DANS LE CYCLE EXPRESS ?*

- Endoscopes 3-D daVinci®.
- Endoscopes rigides ou semi-rigides sans canal opérateur.
- Appareils de chirurgie générale métalliques sans lumens.
- Batteries rechargeables.
- Instruments oculaires sans canal opérateur.
- De nombreux autres instruments. Veuillez consulter le fabricant des dispositifs médicaux pour toute question spécifique.

Veuillez consulter les instructions d'utilisation (IFU) pour plus de détails.



Les composants optiques de l'endoscope 3-D daVinci® comprenant la dernière génération da Vinci® Xi d'Intuitive Surgical ont été validés pour une utilisation dans le cycle EXPRESS du système STERRAD™ 100NX.

POUR DE PLUS AMPLES
INFORMATIONS OU POUR
PASSER COMMANDE :
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE
REPRÉSENTANT ASP LOCAL

asp.com

ASP Advanced Sterilization Products

ASP France SAS
3-5 rue Saint George – TMF Pôle, 75009 Paris
©ASP 2023. Tous droits réservés.



ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, INC.
33 Technology Drive, Irvine CA 92618, USA



ASP, The Netherlands BV
BIC 1, 5657 BX Eindhoven, The Netherlands

AD- 90048-02-CT_D-MDR

Informations importantes: Avant utilisation, veuillez-vous reporter aux instructions d'utilisation fournies avec le(s) dispositif(s) pour connaître les consignes d'utilisation, les indications, contre-indications, avertissements et précautions appropriés. Les noms de produits en majuscules et ALLClear™ sont des marques déposées de ASP Global Manufacturing, GmbH.

0

D



0123